

Brugsanvisning i CryoCuff kølebandage

Opfyldning med vand og is

1. Slangen skrues fast på termobeholderen.
2. Fyld koldt vand i til den øverste streg på det nederste grå mærke.
3. Fyld derefter så meget is på som muligt.
4. Fastgør knæ-bandagen. Fæst velcrobåndet uden at stramme det.
5. Termobeholderen og knæbandagen kobles sammen med slangen.
6. Luftventilen på termobeholderen åbnes.
7. Løft termobeholderen ca. 30-40 cm over bandagen. Dette giver et tryk på ca. 25 mmHg, som ikke bør overskrides. For højt tryk i bandagen kan hæmme blodcirkulationen og give et ubehageligt tryk.
8. Slangen kobles fra knæ-bandagen. Luk luftventilen på termobeholderen.

Skiftning af vand

Cirka 30 minutter efter første påfyldning og derefter cirka en gang hver time bør vandet skiftes ud, idet det da ikke længere er tilstrækkelig koldt .

1. Termobeholderen og knæbandagen kobles sammen med slangen.
2. Luftventilen åbnes, sænk spanden nedenfor knæbandagens niveau.
3. Vandet løber nu tilbage (ca. 30-45 sek.) ryst termobeholderen for at blande vandet.
4. Luftventilen på termobeholderen åbnes.
5. Løft termobeholderen ca. 30-40 cm over bandagen. Dette giver et tryk på ca. 25 mmHg, som ikke bør overskrides. For højt tryk i bandagen kan hæmme blodcirkulationen og give et ubehageligt tryk.
6. Slangen kobles fra knæ-bandagen. Luk luftventilen på termobeholderen.

Ved problemer

Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen bedes man henvende sig i Klinikens åbningstid (telefon 8612 9174).